

DESIMATIC-S



Klarpüler und Entkalker für Steckbeckenautomaten

Einsatzbereich

Flüssiger Klarpüler und Entkalker für die maschinelle Aufbereitung in thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten, in denen Bettpfannen, Urinflaschen und Einsatzkorbe mit Utensilien aufbereitet werden.

Anwendung

Dosierung erfolgt automatisch und wird in Abhängigkeit von der ortsspezifischen Wasserhärte optimal eingestellt. Entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller wird das Konzentrat an die Dosierpumpe angeschlossen. Überprüfung der Dosierung muss durch Auslitern sichergestellt werden.

Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und verringert den Produktverbrauch.

Dosierempfehlung: Wasserhärte ≤ 10 °dH - 0,5 ml/l

Wasserhärte > 10 °dH - 1,0 – 1,5 ml/l

Produkteigenschaften

- Gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarme, umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duftstoffen
- Entspricht der VO (EU) Nr. 2017/745 (MDR)


Technische Informationen

Kanister à 5 Liter

Art.-Nr. 20590

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  0621

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE