



ecOLUTION

FOROL

Ultrahochkonzentrat zur Universalreinigung

Einsatzbereich

Für die wirksame Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen geeignet, auch für beschichtete sowie unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge.



Anwendung

Zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen, wie Inventar, Boden- und Wandflächen.

Nur in Verbindung mit Original DR.SCHNELL Dosiertechnik anwenden. Je nach Verschmutzung 0,05 % – 0,2% zur Unterhaltsreinigung einsetzen.



Produkteigenschaften

- 80 % weniger Verpackungsmüll** und Transportvolumen
- Nachweislich reduzierte CO₂-Emission und 5-fach höhere Reichweite durch Ultrahochkonzentrat**
- Flasche besteht zu 100% aus recyceltem Material
- Deutlich weniger Lagerplatzbedarf und Transportaufwand
- Bis zu 2.000 Liter Anwendungslösung aus einer 1-Liter-Flasche
- Punktgenaue Dosierung, bereits fertig mit Wasser gemischt, über die DR.SCHNELL Dosieranlage
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU-Ecolabel) und dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Die synergistische Tensidkombination sorgt für eine hervorragende Oberflächenbenetzung und ein hohes Schmutzlösevermögen, auch bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen
- Aufgrund der schaumarmen Formulierung für alle gängigen Reinigungsverfahren geeignet. Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich des Schmutzaufnahmevermögens
- *Mind. 28% CO₂ Emissionsersparnis im Vergleich zu 5 x 1 Liter DR.SCHNELL ECO Collection Oberflächenreiniger (Bilanziert nach ISO 14067 Scope 1-3)
- CO₂ neutral: Kompensation der Restemissionen durch Klimaprojekte
- Sehr angenehme, natürlich-frische Duftnote

Hinweis

Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Verpackung restentleert über das duale System entsorgen.

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**

Technische Informationen

Karton mit 4 Fl. à 1 Liter Art-Nr. 31212

ECOLUTION HANDSPRÜHER BLAU

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art-Nr. 31207

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf BLAU

Art-Nr. 94732



*Jedes ECOLUTION-Produkt erzeugt eine CO₂-Emissionsreduktion im Vergleich zu konventionellen DR.SCHNELL-Produkten. Erzielt durch stark reduzierten Verpackungsanteil (verwendeter Kunststoff ist geprüft recyclingfähig) und ultrahochkonzentrierte Formulierungen, bilanziert nach DIN ISO 14067 Scope 1-3. Detaillierte Informationen finden sich im jeweiligen Produktdatenblatt. Restemissionen kompensiert durch das Chacayes Hydroelectric Projekt in Chile. Nähere Informationen unter: www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit
 ** Durch 5-fach so hohe Produktkonzentration und damit 5-fach so hohe Reichweite bezogen auf die 1 Liter DR.SCHNELL Flasche mit FOROL & FOROL ECO Hochkonzentrat

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0424

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL