



PERO DIVA

Besteck- und Geschirrtauchreiniger

Einsatzbereich

Zur Vorreinigung von stark verschmutztem Besteck und Geschirr in Tauchbädern. Optimal für härteste Verkrustungen von stark angetrockneten Lebensmittelresten sowie Stärkeanhaftungen. Auch für Silberbesteck geeignet. Vermindert negative Geruchsentwicklung im Tauchbad und ist chlorfrei.

Anwendung

Produkt in mit Wasser gefülltes Tauchbecken dosieren. Optimale Wassertemperatur: 30 – 40 °C. Verbrauchtes Bestecktauchbad rechtzeitig wechseln. Dosierung: 0,5 – 1 % (50 – 100 ml/10 Liter Wasser), Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad des Bestecks 10 – 30 Minuten.

Produkteigenschaften

- Hochkonzentrat
- Quillt selbst stärkste Verkrustungen auf
- Neutralisiert schlechte Gerüche
- Sehr gute Materialverträglichkeit; auch für Silber geeignet
- Schaumarm
- Gemäß LFGB für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet

Technische Informationen

Karton mit 2 Kanistern à 5 Liter Art.-Nr. 00370

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1218

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE