



PEROTEX OXY ACTIVE

Hochwirksamer pulverförmiger Hygienereiniger mit Aktivsauerstoff

Einsatzbereich

Geschirreiniger in Pulverform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hohen Wasserhärten.

Anwendung

Blauen Flügeldeckel von der Kartusche entfernen, mit dem Sieb nach unten in das DR.SCHNELL PerofeTec Dosiersystem einsetzen. Die Dosierung* erfolgt über das DR.SCHNELL PerofeTec- Dosiersystem, in Abhängigkeit der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrades des Spülguts mit 0,8 – 1,2 g pro Liter Wasser.

Produkteigenschaften

- Sehr gut gegen Eingebrauntes und Stärke
- Sehr gute Bleichwirkung gegen Tee- und Kaffeeflecken
- Optimale Spülergebnisse bei hohen Wasserhärten
- Besonders umweltverträglich da chlorfrei
- Hervorragende Spülergebnisse in Verbindung mit den MAFOR Klarspülern von DR.SCHNELL

Hinweis

Nur über DR.SCHNELL Dosiersysteme verwenden!

Technische Informationen

Karton à 4 Kartuschen à 3 kg

Art.-Nr. 00365

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

* unter Idealbedingungen: 0,4 g/

Ⓢ 1123

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL